

**Kort opsætningsvejledning
Pika-asennusopas
Beknopte installatiegids
Kortfattet oppsettsveiledning
Snabbguide för installation**



autoLog IQ™

Autotransfusionssystem
Autotransfuusiojärjestelmä
Autotransfusiesysteem
Autotransfusjonssystem
Autotransfusionssystem

Medtronic

CE
0123

Læs hele brugerhåndbogen til autoLog IQ™ autotransfusionssystemet fra Medtronic inden brug af autoLog IQ-systemet.

Denne korte opsætningsvejledning er ikke en erstatning for den omfattende brugerhåndbog. Den er kun beregnet som en hjælp i forbindelse med opsætningen af autoLog IQ-autotransfusionssystem.

Lue Medtronic autoLog IQ™ -autotransfuusiojärjestelmän käyttöopas kokonaan ennen autoLog IQ -järjestelmän käyttöä. Tämä pika-asennusopas ei korvaa täydellistä käyttöopasta. Sen tarkoitus on vain auttaa käyttäjää autoLog IQ -autotransfuusiojärjestelmän asennuksessa.

Lees de Gebruikershandleiding bij het autoLog IQ™-autotransfusiesysteem van Medtronic volledig door voordat u het autoLog IQ-systeem gebruikt. Deze Beknopte installatiegids vormt geen vervanging van de volledige Gebruikershandleiding. Het doel ervan is uitsluitend om de gebruiker te helpen bij de installatie van het autoLog IQ-autotransfusiesysteem.

Les hele brukerhåndboken for autoLog IQ™-autotransfusjonssystemet fra Medtronic før du bruker autoLog IQ-systemet. Denne kortfattede oppsettsveiledningen er ikke ment å erstatte den fullstendige brukerhåndboken. Den er kun ment som en veiledning for brukeren ved oppsett av autoLog IQ-autotransfusjonssystemet.

Läs hela användarhandboken till autotransfusionssystemet autoLog IQ™ från Medtronic innan du använder autoLog IQ-systemet. Denna snabbguide för installation ersätter inte den fullständiga användarhandboken. Den är endast avsedd som hjälp när användaren ska installera autotransfusionssystemet autoLog IQ.



1. Fastgør den sterile step down-konnektor i bunden af opsamlingsbeholderen. Sørg for, at konnektoren er forsvarligt fastgjort.



2. Luk klemmen på step down-konnektoren, inden opsætningen af sættet afsluttes. Sørg for, at klemmen er helt lukket.



- 3.1. Anbring opsamlingsbeholderen i dens holder. Fastgør en vakuumslange til porten med den gule hætte på opsamlingsbeholderen.



- 3.2. Fastgør den anden ende af vakuumslangen på enhedens vakuumoverløbsfælde.

Opsætning af blodopsamlingsystemet

Dansk

2



4. Fastgør sug-/antikoagulansslangens konektor med den blå hætte på enten indløbsporten med den blå hætte eller indløbsporten med den hvide hætte oven på opsamlingsbeholderen.



5. Luk rulleklemmen på sug-/antikoagulansslangen.



6. Tænd for enheden ved at trykke på .



7. Slå vakuumfunktionen til ved at trykke på VAC.



8. Justér om nødvendigt vakuumindstillingen ved hjælp af rullemenuen **Vakuum** i skærmbilledet **Hoved**.



9. Sæt en spike i antikoagulansbeholderen. Hvis beholderen ikke er ventileret, skal du åbne udluftningsventilen på dråbekammeret.



- 10.1. Inden opsamlings af blod påbegyndes, skal rulleklemmen åbnes, og opsamlingsbeholderen skal primers med 100 ml antikoagulansopløsning.




- 10.2. Reducer strømmen af antikoagulans til et forhold på ca. 15 ml opløsning til 100 ml blod.

Opsætning af vaskesættet

Dansk

4



1. Meddelelsen viser: **Sæt ikke installeret. Lås skålens dæksel.**

2. Fastgør beholderne til saltvandsvaskeopløsning på en af dropstativets nederste kroge.



3. Anbring vaskesættet i holderarmen, og fjern vaskesættets dæksel.



4. Fjern affaldsposen fra vaskesættet. Kontrollér, at udtømningsventilen på affaldsposen er lukket.



5. Monter affaldsposen på knopperne til affaldsposen.



6. Fjern opbevaringsposen fra vaskesættet, og hæng den på en af dropstativets øverste kroge. Luk klemmerne på de 2 udløbsslanger med røde hætter, der hver inkluderer en membranport.



7. Anbring skålen i centrifugekammeret, så affaldsslansens udløbsslange med den gule hætte vender hen mod affaldsposen. Vær opmærksom på markeringerne på det øverste panel.



8. Ret centrifugemarkeringerne ind efter de lodrette samlinger på skålen. Skålen låses ved at trykke ned på skålen og samtidigt dreje den med uret, indtil der høres et klik.


Opsætning af vaskesættet



Dansk


6



9. Sæt konnektoren med den gule hætte i indløbsporten med den gule hætte på affaldsposen. Kontrollér, at der ikke er knæk på affaldsslangen.
10. Meddelelsen viser: **Sæt sættet i ventilen og pumpen.** Tryk på  for at fortsætte.



- 11.1. Anbring manifolden i hulrummet. Anbring de 3 manifoldslanger i slangestyrene, og sørg for, at alle slanger er helt inde i deres styr.



- 11.2. Anbring manifoldens slange i luftdetektoren. Luk manifoldens dæksel. Drej låsen til manifolddækslet, indtil låseindikatorerne er rettet korrekt ind.



12. Træk i pumpearmen, og hold den åben. Før pumpe­slangen rundt om pumpe­hovedet og over pumpe­udløbs­slangens styr. Slip pumpearmen.



13. Tryk på . Meddelelsen viser: **Tilslut saltvands­slange og beholder. Tryk på  for at fortsætte.**




14. Sæt manifoldens midterste slange ind i saltvands­posen eller saltvands­poserne med en spike. **Bemærk:** Hvis der kun anvendes én saltvands­pose, skal det kontrolleres, at klemmen på den ubrugte saltvands­slange er lukket.




15. Forbind manifoldens venstre slange med step down-konnektoren med den blå hætte nederst på beholderen, og åbn derefter klemmen på step down-konnektoren.

Opsætning af blodbehandling



1. Tryk på [play button]. Meddelelsen viser: **Maskinen er standset.**
Tryk på [play button] for at aktivere selvstart.



- 2.2. Enheden starter automatisk, når den registrerer ca. 800 ml blod i beholderen i mindst 5 sekunder. **Bemærk:** Tryk på [play button] for at starte fyldningen, inden der er opsamlet 800 ml.



- 2.1. Tryk på [play button] for at aktivere selvstartmodus. Meddelelsen viser: **Selvstart aktiveret.** Tryk på [play button] for at starte manuelt.



1. Liitä supistusliitin keräyssäiliön alaosaan. Varmista, että liitin on kunnolla kiinni.



2. Sulje supistusliittimen puristin, ennen kuin sarjan asennus on valmis. Varmista, että puristin on suljettu kokonaan.



- 3.1. Aseta keräyssäiliö säiliön telineeseen. Liitä alipaineletku keräyssäiliön keltakorkaiseen porttiin.



- 3.2. Liitä alipaineletkun toinen pää laitteen alipainepumpun ylivuotosäiliöön.

Verenkeräysjärjestelmän asentaminen



4. Liitä imu-/antikoagulanttiletkun sinikorkkinen liitin keräyssäiliön yläosassa olevaan sini- tai valkokorkkiseen tuloporttiin.



5. Sulje imu-/antikoagulanttiletkun rullasuljin.



6. Kytke laitteeseen virta painamalla -näppäintä.



7. Käynnistä alipaine painamalla VAC-näppäintä.



8. Säädä alipaineasetusta tarvittaessa **Päävalikko**-näytön avattavassa **Alipaine**-valikossa.



9. Liitä pistokärki antikoagulanttisäiliöön. Jos säiliö on ilmaamaton, avaa tippakammion ilma-aukon kansi.



- 10.1. Ennen kuin aloitat veren keräyksen, avaa rullasuljin ja esitäytä keräyssäiliö vähintään 100 ml:lla antikoagulanttiliuosta.




- 10.2. Pienennä antikoagulantin virtaussuhteeksi noin 15 ml liuosta / 100 ml verta.

Pesarjan asentaminen

Suomi

12



1. Näkyviin tulee viesti: **Sarjaa ei ole asennettu. Lukitse maljan kansi.**

2. Liitä keittosuolapesuliosta sisältävät säiliöt nesteensiirtotelineen alakoukkuihin.



3. Aseta pesusarja kannatinvarteen ja poista pesusarjan kansi.



4. Poista jätepussi pesusarjasta. Varmista, että jätepussin tyhjennysventtiili on suljettu.



5. Asenna jätepussi jätöpussin tappeihin.



6. Poista säilytyspussi pesusarjasta ja ripusta se nesteensiirtotelineen yläkoukkuun. Sulje kahden kalvoportilla varustetun punakorkkisen poistoletkun puristimet.



7. Aseta malja lingon kammioon niin, että jätetietkun keltakorkkinen poistoletku osoittaa jätöpussiin päin. Käytä apuna yläpaneelin merkintöjä.




8. Kohdista lingon merkinnät maljan pystysuoriin kulmatukiin. Lukitse malja painamalla maljaa alaspäin ja kääntämällä sitä samalla myötäpäivään, kunnes kuulet napsahduksen.

Pesusarjan asentaminen



9. Työnnä keltakorkkinen liitin jätepussin keltakorkkiseen tuloporttiin. Varmista, ettei jäteletku ole taittunut.


Suomi 14



10. Näkyviin tulee viesti: **Aseta sarja venttiiliin ja pumpuun. Jatka valitsemalla**.




- 11.1. Aseta letkusto syvennykseen. Aseta letkuston kolme letkua letkunohjaimiin ja varmista, että kukin letku on kunnolla paikallaan kussakin ohjaimessa.




- 11.2. Aseta letkuston yksittäinen letku ilmantunnistimeen. Sulje letkuston kansi. Kierrä letkuston kannen salpaa, kunnes lukitusmerkit ovat kohdakkain.



12. Vedä pumpun vipua ja pidä sitä auki. Aseta pumpun letku pumpun pään ympärille ja pumpun poistoaukon letkunohjaimen päälle. Vapautaa pumpun vipu.



13. Paina -painiketta. Näkyviin tulee viesti: **Liitä keittosuolaliuosletku ja säiliö. Jatka valitsemalla .**




14. Liitä letkuston keskimmäisen letkun pistokärki keittosuolaliuospussiin tai -pusseihin. **Huomautus:** Jos käytät yhtä keittosuolaliuospussia, varmista, että käyttämättömän keittosuolaliuosletkun puristin on suljettu.




15. Liitä letkuston vasemmalla oleva letku säiliön alaosassa olevaan sinikorkkiseen supistusliittimeen ja avaa sitten supistusliittimen puristin.


Veren käsittelyn määrittäminen



1. Paina **▶**-painiketta. Näkyviin tulee viesti: **Laitte pysähtyi. Ota käyttöön itsekäynnistys valitsemalla ▶.**



- 2.1. Aktivoi itsekäynnistystila painamalla **▶**-painiketta. Näkyviin tulee viesti: **Itsekäynnistys käytössä. Käynnistä manuaalisesti valitsemalla ▶.**



- 2.2. Laitte käynnistyy automaattisesti, kun se havaitsee säiliössä noin 800 ml vettä vähintään 5 sekunnin ajan.
Huomautus: Jos haluat aloittaa täytön, ennen kuin 800 ml on kerätty, paina **▶**-painiketta.



1. Bevestig het verloopstuk aan de onderkant van het reservoir. Zorg ervoor dat het verloopstuk goed vastzit.
2. Zet de klem op het verloopstuk dicht voordat de installatie van de kit wordt afgerond. Zorg ervoor dat de klem volledig dicht is.



- 3.1. Plaats het reservoir in de reservoirhouder. Sluit een vacuümlijn aan op de poort met de gele dop op het verzamelreservoir.



- 3.2. Sluit het andere uiteinde van de vacuümlijn aan op het vacuüm-overloopreservoir van het apparaat.

Bloedverzamelstelsel installeren

Nederlands

18



4. Bevestig de connector van de zuig-/antistollingslijn met de blauwe dop op de inlaatpoort met de blauwe dop of die met de witte dop boven op het verzamelreservoir.



5. Zet de rollerklem op de zuig-/antistollingslijn dicht.



6. Druk op  om het apparaat in te schakelen.



7. Druk op VAC om het vacuüm in te schakelen.



8. U kunt de vacuüminstelling zo nodig aanpassen via het **Vacuüm**-keuzemenu op het scherm **Hoofdmenu**.



9. Steek de naald in de antistollingcontainer. Als de container niet-ontlucht is, zet u de ontlufter op de druppelkamer open.



- 10.1. Vóór het verzamelen van bloed opent u de rollerklem en laat u ten minste 100 ml antistollingsoplossing in het verzamelreservoir lopen.



- 10.2. Verlaag de toevoer van antistolling tot een verhouding van ongeveer 15 ml oplossing per 100 ml bloed.

Waskit installeren

Nederlands

20



1. Deze melding verschijnt: **Kit niet geplaatst. Vergrendel klokdeksel.**

2. Hang de containers met zoutoplossing voor het wassen aan een van de laagste infuushangers.



3. Plaats de waskit in de houderarm en verwijder het deksel van de waskit.



4. Neem de afvalzak uit de waskit. Controleer of de aftapklep op de afvalzak dicht is.



5. Installeer de afvalzak op de pinnen voor de afvalzak.



6. Neem de opvangzak uit de waskit en hang deze aan een van de bovenste infuushangers. Zet de klemmen dicht op beide uitlaattubings met rode dop, die elk een membraanpoort hebben.



7. Plaats de klok in de centrifugekamer met de afvalslang (uitlaattubing) met gele dop naar de afvalzak toe gericht. Let hierbij op de markeringen op het bovenste paneel.




8. Lijn de centrifugemarkeringen uit met de verticale gedeelten op de klok. U vergrendelt de klok door deze omlaag te drukken en tegelijkertijd naar rechts te draaien totdat u hem hoort vastklikken.


Waskit installeren




9. Steek de connector met gele dop in de inlaatpoort met gele dop op de afvalzak. Controleer of er geen knikken in de afvalslang zitten.



- 11.1. Plaats het verdeelstuk in de uitsparing. Plaats de 3 tubings van het verdeelstuk in de tubinggeleiders en zorg er daarbij voor dat elke tubing volledig in de geleider zit.



10. Deze melding verschijnt: **Kit in (3-weg)klep en pomp plaatsen. Druk op [green circle] om te hervatten.**





- 11.2. Plaats de enkele tubing van het verdeelstuk in de luchtdetector. Sluit het verdeelstukdeksel. Draai de vergrendeling op het verdeelstukdeksel tot de vergrendelingsindicatoren op één lijn liggen.



12. Trek aan de pomphendel en houd deze open.
Strek de pomptubing rond de pompkop en over de pomputlaattubinggeleider. Laat de pomphendel los.



13. Druk op . Deze melding verschijnt: **Sluit infuslijn en reservoir aan. Druk op  om te hervatten.**



14. Steek de naald van de middelste tubing van het verdeelstuk in de zak(ken) met zoutoplossing.
Opmerking: Als u één zak met zoutoplossing gebruikt, controleer dan of de klem op de ongebruikte infuslijn dicht is.



15. Sluit de tubing aan de linkerkant van het verdeelstuk aan op het verloopstuk met blauwe dop aan de onderkant van het reservoir en open daarna de klem op het verloopstuk.

Bloedverwerking installeren

Nederlands

24



1. Druk op [play icon]. Deze melding verschijnt: **Machine gestopt.** Druk op [play icon] om zelfstart in te schakelen.



- 2.1. Druk op [play icon] om de zelfstartmodus in te schakelen. Deze melding verschijnt: **Zelfstart ingeschakeld.** Druk op [play icon] om handmatig te starten.



- 2.2. Het apparaat wordt automatisch gestart wanneer gedurende ten minste 5 seconden circa 800 ml bloed in het reservoir wordt waargenomen. **Opmerking:** Druk op [play icon] als u wilt beginnen met vullen voordat er 800 ml is verzameld.



1. Fest reduksjonskoblingen til undersiden av oppsamlingsreservoaret. Forsikre deg om at koblingen sitter godt fast.



2. Lukk klemmen på reduksjonskoblingen før klargjøringen av settet er ferdig. Forsikre deg om at klemmen er helt lukket.



- 3.1. Plasser oppsamlingsreservoaret i reservoarholderen. Koble en vakuumslange til porten med gul hette på oppsamlingsreservoaret.



- 3.2. Koble den andre enden av vakuumslangen til vakuumsørløpsfellen på enheten.

Klargjøre blodoppsamlingsystemet



4. Koble sugе-/antikoagulasjonsslangens kobling med blå hette til enten innløpsporten med blå hette eller innløpsporten med hvit hette på toppen av oppsamlingsreservoaret.



5. Lukk rulleklemmen på sugе-/antikoagulasjonsslangen.



6. Slå på strømmen til enheten ved å trykke på .



7. Slå på vakuuet ved å trykke på VAC.



8. Om nødvendig kan du justere vakuuminstillingen ved hjelp av rullegardinmenyen **Vaku** på skjermbildet **Hoved**.



9. Sett spissen inn i antikoagulasjonsbeholderen. Hvis beholderen ikke er ventilert, må du åpne ventildekslet på dråpekammeret.




- 10.1. Før blodoppsamling må du åpne rulleklemmen og prime oppsamlingsreservoaret med minst 100 ml antikoagulasjonsløsning.



- 10.2. Reduser flowen av antikoagulasjonsløsning til ca. 15 ml løsning per 100 ml blod.

Klargjøre vaskesettet



1. Følgende melding vises: **Sett er ikke installert. Lås skådekslet.**



2. Heng beholderne med saltvannsvaskeløsning på en av de nederste krokene på IV-stativet.



3. Plasser vaskesettet i støttearmen, og fjern dekslet på vaskesettet.



4. Fjern avfallsposen fra vaskesettet. Bekreft at dreneringsventilen er lukket på avfallsposen.



5. Heng avfallsposen på avfallsposepinnene.



6. Fjern oppsamlingsposen fra vaskesettet, og heng den på en av de øverste krokene på IV-stativet. Lukk klammene på de 2 utløpsslengene med rød hette, som begge har en membranport.



7. Plasser skålen i sentrifugekammeret slik at avfallsslansens utløpsslange med gul hette peker mot avfallsposen. Se merkene på topppanelet.




8. Rett inn sentrifugemerkene med de vertikale forsterkningene på skålen. Du låser skålen på plass ved å presse den ned samtidig som du dreier den med klokken til du hører et klikk.

Klargjøre vaskesettet



9. Sett koblingen med gul hette inn i innløpsporten med gul hette på avfallsposen. Bekreft at det ikke er knekk noe sted på avfallsslagen.



- 11.1. Plasser manifolden i fordypningen. Plasser de 3 manifoldslangene i slangekanalene, og pass på at hver slange sitter riktig i hver kanal.



10. Følgende melding vises: **Sett settet inn i ventilen og pumpen. Trykk på [play button] for å fortsette.**





- 11.2. Plasser manifoldens enkle slange i luftdetektoren. Lukk manifolddekslet. Roter låsen for manifolddekslet til låseindikatorene er rettet inn.



12. Trekk i pumpespaken og hold den åpen. Strekk pumpeslangen rundt pumpehodet og over kanalen for pumpens utløpslange. Slipp pumpespaken.



13. Trykk på . Følgende melding vises: **Koble saltvannsslangen til reservoaret. Trykk på  for å fortsette.**




14. Sett spissen på den midterste manifoldslangen inn i saltvannsposen eller -posene. **Merk!** Ved bruk av én saltvannspose eller -posene må du bekrefte at klemmen på den ubrukte saltvannsslangen er lukket.



15. Koble manifoldsens venstre slange til reduksjonskoblingen med blå hette på undersiden av reservoaret, og åpne deretter klemmen på reduksjonskoblingen.

Klargjøre for blodprosessering



1. Trykk på . Følgende melding vises: **Maskinen stoppet**. Trykk på for å aktivere selvstart.



- 2.1. Trykk på for å aktivere selvstartmodus. Følgende melding vises: **Selvstart aktivert**. Trykk på for å starte manuelt.



- 2.2. Enheten starter automatisk når den detekterer ca. 800 ml blod i reservoaret i minst 5 sekunder. **Merk!** For å starte fyllingen før 800 ml er oppsamlet, trykker du på .



1. Anslut den avsmalnande kopplingen till insamlingsreservoarens botten. Kontrollera att kopplingen sitter fast ordentligt.



2. Stäng klämman på den avsmalnande kopplingen innan installationen av kittet är klar. Kontrollera att klämman är helt stängd.



- 3.1. Placera insamlingsreservoaren i reservoarhållaren. Anslut en vakuumslang till porten med gult lock på insamlingsreservoaren.



- 3.2. Anslut den andra änden av vakuumslangen till överströmningskärlet i enhetens vakuumsystem.

Installera blodinsamlingsystemet




4. Anslut kopplingen med blått lock på slangen för sugning/antikoagulantia till antingen inloppsporten med blått eller den med vitt lock ovanpå insamlingsreservoaren.



5. Stäng rullklämman på slangen för sugning/antikoagulantia.



6. Slå på enheten genom att trycka på .



7. Slå på vakuuet genom att trycka på VAC.



8. Justera vakuuminställningen med hjälp av listmenyn **Vakuum** på skärmen **Startsida** vid behov.



9. Fäst spiken i antikoagulantibehållaren. Om behållaren är icke-ventilerad öppnar du ventilationslocket på droppkammaren.




- 10.1. Öppna rullklämman och prima insamlingsreservoaren med minst 100 ml antikoagulantialösning före blodinsamling.



- 10.2. Minska antikoagulantiaflödet till cirka 15 ml lösning per 100 ml blod.

Installera tvättkittet



1. Följande meddelande visas: **Kittet är inte installerat. Lås klockans lock.**



2. Fäst behållarna med koksaltlösning för tvätt på en av de nedre droppstångskrokarna.



3. Placera tvättkittet i hållarmen och ta bort locket från tvättkittet.



4. Ta bort avfallspåsen från tvättkittet. Kontrollera att tömningsventilen är stängd på avfallspåsen.



5. Installera avfallspåsen på stiften för avfallspåse.



6. Ta bort blodpåsen från tvättkittet och häng upp den på en av de övre droppstångskrokarna. Stäng klämmorna på de två utloppsslängarna med rött lock, som har en membranport vardera.



7. Placera klockan i centrifugkammaren med avfallsslanguutloppet med gult lock vänt mot avfallspåsen. Se markeringarna på överpanelen.




8. Rikta in centrifugmarkeringarna mot de vertikala markeringarna på klockan. Lås klockan genom att trycka klockan nedåt samtidigt som du vrider den medurs tills ett klickljud hörs.

Installera tvättkittet



Svenska 38




9. För in kopplingen med gult lock i inloppsporten med gult lock på avfallspåsen. Kontrollera att avfallsslangen inte är knickad.

10. Följande meddelande visas: **Sätt i kittet i ventilen och pumpen. Tryck på [play button] för att återuppta.**



- 11.1. Placera förgreningen i fördjupningen. Placera de tre slangarna från förgreningen i slangkanalerna och försäkra dig om att varje slang sitter ordentligt i respektive kanal.





- 11.2. Placera enkelslangen från förgreningen i luftdetektorn. Stäng förgreningens lock. Vrid förgreningens lockets spår tills låsindikatorerna är inriktade mot varandra.



12. Dra i pumpspaken och håll den öppen. Dra pumpslangen runt pumphuvudet och över pumputloppsslangens kanal. Släpp pumpspaken.



13. Tryck på . Följande meddelande visas: **Anslut koksaltlösningsslangen och reservoaren. Tryck på  för att återuppta.**




14. Fäst spiken på den mittersta förgreningsslangen i påsen eller påsarna med koksaltlösning. **Observera:** Om du bara använder en påse med koksaltlösning ska du kontrollera att klämman på den oanvända koksaltlösningsslangen är stängd.




15. Anslut den vänstra slangen i förgreningen till den avsmalnande kopplingen med blått lock i botten av reservoaren och öppna sedan klämman på den avsmalnande kopplingen.


Förbereda blodbehandling




1. Tryck på [play button]. Följande meddelande visas: **Maskinen har stannat.** Tryck på [play button] för att aktivera självstart.



- 2.1. Tryck på [play button] för att aktivera självstartläget. Följande meddelande visas: **Självstart aktiverad.** Tryck på [play button] för manuell start.



- 2.2. Enheten startar automatiskt när den detekterar cirka 800 ml blod i reservoaren under minst 5 sekunder.
Observera: Om du vill påbörja fyllningen innan 800 ml har samlats in trycker du på [play button].



Medtronic



Medtronic, Inc.

710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432
USA

www.medtronic.com

+1 763 514 4000

LifeLine Technical Support, 24hour
consultation service:
1 877 526 7890

Medtronic Perfusion Systems

7611 Northland Drive
Minneapolis, MN 55428
USA

+1 763 391 9000

Customer service and product orders:
1 800 854 3570

www.perfusionsystems.com



Plexus Manufacturing Sdn Bhd

Bayan Lepas Free Industrial Zone
Phase II, 11900 Bayan Lepas
Penang
Malaysia
+60 4 6321000

EC REP

Medtronic B.V.

Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
+31 45 566 8000

Australia

Medtronic Australasia Pty Ltd

5 Alma Road
Macquarie Park, NSW 2113
Australia
1800 668 670

Canada

Medtronic of Canada Ltd

99 Hereford Street
Brampton, Ontario L6Y 0R3
Canada
1 800 268 5346

© 2017 Medtronic
M967255A009 Rev 1B
UC201708091 EN



* M 9 6 7 2 5 5 A 0 0 9 *